



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,N2A](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,N2A)

## Tips OMNITIP™ - スターターセット 300 µl

PT-115-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

#### OMNITIP™ スターターセット 300 µl チップ

は、高精度なピペッティングのために設計された高品質な実験用アクセサリーです。  
効率性と使いやすさを重視した設計により、日常のラボ作業に欠かせないツールとなっています。

容量: 300 µl 色: 透明 セット内容: ボックス, 6 x ラック, チップ x 576

アプリケーション: - 生体試料の精密な分注, - 医薬品や医療用溶液の正確なピペッティング, -  
化学溶液の調製および移送, - 精密な分注を必要とする実験での必須ツール

### 互換性あり (Additional Fee)

自動可変容量ピペット

ピペット校正用ワークステーション