



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,N4U](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,N4U)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 500 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 g
Nombre	24 pièces

## Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux