



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,N4U

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie plastikowe

OK-102-0043



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 g
Ilość	24 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle