



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,N5F](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,N5F)

# Peso padrão F1 - peso cilíndrico com olhal 250 kg - caixa de serviço

OP-204-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F1
Construção	
Material	aço inoxidável
Valor nominal	250 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis