



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,N5F](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,N5F)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube - 250 kg - Servicekoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F1        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Nominalwert              | 250 kg    |

## Kompatibel mit

Pinsel