



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,N5F

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z oczkiem 250 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0009



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 250 kg |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle