



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,N5F](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,N5F)

# F1 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar - 250 kg - servis kutusu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Nominal değer	250 kg

## İle uyumlu

Fırçalar