



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,N6U](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,N6U)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 2 kg), Holz-Etui

OK-201-0058



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 2 kg
Anzahl	27 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel