



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,N6U](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,N6U)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 2 kg), boîte en bois

OK-201-0058



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 2 kg
Nombre	27 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux