



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,N6U

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0058



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 2 kg
Ilość	27 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle