



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,N6U](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,N6U)

# F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 2 kg), tahta kutulu

OK-201-0058



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 2 kg

Quantity 27 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar