



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,N88

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 10 kg), opakowanie drewniane

OK-401-0086



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|--------------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Masa | 21 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 10 kg |
| Ilość | 29 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle