



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,N91](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,N91)

# Peso padrão F1 - cilíndrico - 5 kg

OP-203-0123



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |                |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML             | F1             |
| Construção              |                |
| Material                | aço inoxidável |
| Valor nominal           | 5 kg           |

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis