



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,N91

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 5 kg

OP-203-0123



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 5 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle