



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NEX](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,NEX)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 10 kg), Holz- Etui

OK-501-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |             |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse              | E1          |
| Konstruktion             |             |
| Material                 | Edelstahl   |
| Gewicht                  | 21 110 g    |
| Nominalwert              | 1 g – 10 kg |
| Anzahl                   | 17 St.      |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel