

Cylindrique, ensembles (1 g - 500 g), boîte en bois OK-201-0064

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,NFX





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 110 g
Valeur nominale	1 – 500 g
Nombre	12 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler Pinceaux