



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,NIG](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,NIG)

# Peso padrão M1 - cilíndrico com olhal - 100 kg

OP-403-0108



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
-------------	----

### Construção

Material	aço inoxidável
----------	----------------

Valor nominal	100 kg
---------------	--------

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis