



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,NIG](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,NIG)

# Poids de la classe M1 - cylindrique - 100 kg

OP-403-0108



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	M1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	100 kg

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux