



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NKA](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,NKA)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 100 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0065



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |              |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse              | F1           |
| Konstruktion             |              |
| Material                 | Edelstahl    |
| Gewicht                  | 211,11 g     |
| Nominalwert              | 1 mg – 100 g |
| Anzahl                   | 21 St.       |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel