



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,NKA

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 100 g), caja de plástico

OK-202-0065



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	211,11 g
------	----------

Valor nominal	1 mg – 100 g
---------------	--------------

Número	21 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos