



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,NKA](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,NKA)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensembles (1 mg - 100 g), boîte plastique

OK-202-0065



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	211,11 g
Valeur nominale	1 mg – 100 g
Nombre	21 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux