



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,NL9

Wzorce masy klasy F1, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe

OK-202-0052



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 1,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg - 500 mg |
| Ilość sztuk | 12 |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle