



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,NN2](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,NN2)

# Pesos botão, jogo (1 g - 1 kg), estojo de plástico

OK-502-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML E1

### Construção

Material aço inoxidável

Peso 2 110 g

Valor nominal 1 g – 1 kg

Quantidade 13 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis