



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NN2](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,NN2)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 1 kg), Kunststoff-Etui

OK-502-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |            |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse              | E1         |
| Konstruktion             |            |
| Material                 | Edelstahl  |
| Gewicht                  | 2 110 g    |
| Nominalwert              | 1 g – 1 kg |
| Anzahl                   | 13 St.     |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel