



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,NN2

Cylindrique, ensemble (1 g - 1 kg), boîte plastique

OK-502-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

| | |
|--------------------------|----|
| Classe de précision OIML | E1 |
|--------------------------|----|

Construction

| | |
|---------|------------------|
| Matière | Acier inoxydable |
|---------|------------------|

| | |
|-------|---------|
| Masse | 2 110 g |
|-------|---------|

| | |
|-----------------|------------|
| Valeur nominale | 1 g – 1 kg |
|-----------------|------------|

| | |
|--------|-----------|
| Nombre | 13 pièces |
|--------|-----------|

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux