



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,NN2](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,NN2)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 1 kg), plastik kutuda

OK-502-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 2 110 g

Nominal değer 1 g – 1 kg

Quantity 13 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar