



# Unterflurwägestell für XA-Waagen

WX-002-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Gestell ist für das Wiegen von Lasten vorgesehen, die eine Messung außerhalb der Hauptwägeplattform erfordern. Z.B. Lasten mit nicht standardisierten Abmessungen und Größen, sowie Materialien, die ein Magnetfeld erzeugen. Das Gestell erleichtert auch die Bestimmung der Dichte von Lasten.

Das Gestell ist in pulverbeschichtetem Normalstahl erhältlich.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage XA 5Y.A  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Analysenwaage XA 5Y