



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,NNM

Supporto per pesate di sotto „Under-hook weighing” XA

WX-002-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il supporto per eseguire le pesate di sotto è stato sviluppato per bilance XA.

Il supporto è stato pensato per la pesata di campioni che non devono essere pesati senza essere posizionati sul piatto di pesata. Ad esempio campioni con dimensioni e/o forme particolari o che possono generare cariche elettrostatiche. L'utilizzo del supporto può, in alcuni casi, rendere più semplice la determinazione della densità dei campioni.

Il rack è realizzato in acciaio verniciato a polvere.

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia analitica XA 5Y.A
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Bilancia analitica XA 5Y