

Supporto per pesate di sotto "Under-hook weighing" XA

More information on the website mirror.radwag.com/it/info,w1,NNM

WX-002-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il supporto per eseguire le pesate di sotto e stato sviluppato per bilance XA.

Il supporto e stato pensato per la pesata di campioni che non devono essere pesati senza essere posizionati sul piatto di pesata. Ad esempio campioni con dimensioni e/o forme particolari o che possono generare cariche elettrostatiche. L'utilizzo del supporto puo, in alcuni casi, rendere piu semplice la dterteminazione della densita dei campioni.

Il rack e realizzato in acciaio verinciato a polvere.

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia analitica XA 5Y.A Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F Bilancia analitica XA 5Y