



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,NPP](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,NPP)

# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1 110 g
Wartość nominalna	1 – 500 g
Ilość	12 szt

## Pasuje do

Pincety

Pędzle