



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,NTB

Pinsel D20 x L110 mm

OA-505-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Physikalische Parameter | |
|-------------------------|--------|
| Durchschnitt | 20 mm |
| Länge | 110 mm |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg)
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Blockgewichte, rechteckig
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte
 Prüfgewichte der F2 Klasse -
 Zylindergewichte mit Ringschraube
 Prüfgewichte der F2 Klasse -
 Zylindergewichte mit 4 Stehbolzen
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht
 Prüfgewichte der F2 Klasse - Trägergewichte
 Prüfgewichte der F1 Klasse -
 Zylindergewichte mit 4 Stehbolzen
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Sätze (1 mg - 10 kg)

Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg)
 Prüfgewichte der F1 Klasse -
 Zylindergewichte
 Prüfgewichte der M1 Klasse - Knopfgewichte
 Prüfgewichte der M1 Klasse - Blockgewichte, rechteckig
 Prüfgewichte der F1 Klasse -
 Zylindergewichte mit Ringschraube
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Stahldraht, Sätze (1 mg – 500 mg)
 Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform, Sätze
 Prüfgewichte der M1 Klasse - Blockgewichte mit Justierkammer
 Prüfgewichte der M1 Klasse -
 Zylindergewichte mit Ringschraube
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Blockgewichte, rechteckig
 Prüfgewichte der E1 Klasse - Stahldraht

Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Sätze
Prüfgewichte der E2 Klasse -
Zylindergewichte, Sätze (1 g - 10 kg)
Prüfgewichte der F2 Klasse -
Schlitzgewichte
Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform
Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte
Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform
Prüfgewichte der M1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
Prüfgewichte der F1 Klasse -
Zylindergewichte mit Griff
Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer

Prüfgewichte der F2 Klasse -
Zylindergewichte mit Griff
Prüfgewichte der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer
Prüfgewichte der F2 Klasse - Plättchenform, Sätze
Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform
Prüfgewichte der M1 Klasse -
Zylindergewichte mit Justierkammer
Prüfgewichte der E2 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg – 500 mg)
Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform, Sätze (1 mg – 10 kg)
Prüfgewichte der F2 Klasse - Stahldraht, Sätze
Prüfgewichte der F1 Klasse - Stahldraht, Sätze
Prüfgewichte der M1 Klasse - Plättchenform, Sätze