



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,NTB

Pennello D20 x L110 mm

OA-505-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici

Diametro	20 mm
Lunghezza	110 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Pesi standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F2 - rettangolare con impugnatura
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
Pesi standard F1 - cilindrici
Pesi standard F2 - cilindrici con occhiello
Pesi standard F2 - cilindrici con 4 maniglie
Pesi standard F2 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F2 - trave
Pesi standard F1 - cilindrici con 4 maniglie
Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)
Pesi standard F2 - solidata
Pesi standard M1 - lamina

Pesi standard F1 - lamina
Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard M1 - cilindrici
Pesi standard M1 - rettangolare con impugnatura
Pesi standard F1 - cilindrici con occhiello
Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard E2 - lamina
Pesi standard F1 - lamina, set
Pesi standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza
Pesi standard M1 - cilindrici con occhiello
Pesi standard F1 - rettangolare con impugnatura
Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F2 - cilindrico con impugnatura
Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
Pesi standard F2 - lamina, set
Pesi standard E1 - lamina

Pesi standard E1 - cilindrici
Pesi standard F2 - lamina
Pesi standard M1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrici, set
Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura
Pesi standard E2 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza
Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F2 -
Filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard M1 - lamina, set