



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,NUT

Windschutzschrank für XA 4Y und XA 5Y Waagen

WX-001-0160



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter


Dimension	560x350x352 mm
Verpackungsgröße B x T x H	695x485x485 mm
Nettogewicht	11 kg
Bruttogewicht	16 kg

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Analysenwaage XA 5Y


Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S

Abmessungen des Gerats B x T x H




Anti-draft chamber for balances with 128x128 mm weighing pan


Anti-draft chamber for X2 and R2 precision balances




Anti-draft chamber for microbalances




Draft shield for precision balances




Anti-draft chamber for APP-00-SK mass comparators



Anti-draft chamber for APP-KO-SK mass comparators



Anti-draft chamber for WAY-KO mass comparators



Anti-draft chamber for XA 5Y / XA 5Y.A balances