



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,NUT

Szafka przeciwpodmuchowa do wag XA 4Y i XA 5Y

WX-001-0160



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Wymiar	560x350x352 mm
Wymiary opakowania S x G x W	695x485x485 mm
Masa netto	11 kg
Masa brutto	16 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P

Mikrowaga XA 5Y.M.A

Waga analityczna XA 5Y.A


Waga analityczna XA 5Y

Manualny komparator masy XA 5Y.KO

Mikrowaga XA 5Y.M


Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

Wymiary urządzenia S x G x W




Anti-draft chamber for balances with 128x128 mm weighing pan


Anti-draft chamber for X2 and R2 precision balances




Anti-draft chamber for microbalances




Draft shield for precision balances




Anti-draft chamber for APP-00-SK mass comparators



Anti-draft chamber for APP-KO-SK mass comparators



Anti-draft chamber for WAY-KO mass comparators



Anti-draft chamber for XA 5Y / XA 5Y.A balances