



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,NUZ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,NUZ)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 1 kg), boîte plastique

OK-402-0068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	2 110 g
Valeur nominale	1 g - 1 kg
Nombre	13 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux