



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NYF](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,NYF)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube - 200 kg - Holzkoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	200 kg

## Kompatibel mit

Pinsel