



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,NYF](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,NYF)

# Poids de la classe F1 - cylindrique - 200 kg - caisse en bois

OP-201-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	200 kg

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux