



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,NZ5](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,NZ5)

## Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 mg - 2 kg), boîte en bois

OK-401-0084



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	6 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 2 kg
Nombre	27 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux