



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,011

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 5 kg), caja de madera

OK-201-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 11 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 5 kg

Número 28 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos