



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,011](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,011)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adjustacyjnej, zestaw (1 mg - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0077



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 5 kg
Ilość	28 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle