



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,02S

Wägebecher für Ultramikro-, Mikro- und Analysenwaagen

WX-001-0429



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

| | |
|-------------------|----------|
| Dimension | 30x10 mm |
| Wägegefäß-Gewicht | 0,38 g |
| Anzahl der Stücke | 100 |

Messtechnische Parameter

| | |
|---------|------|
| Volumen | 8 ml |
|---------|------|



Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage AS X7
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Analysenwaage AS 5Y

Mikrowaage MYA 5Y
 Analysenwaage XA 5Y
 Analysenwaage AS R2 PLUS
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Analysenwaage AS R1 PLUS