



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,02S

Naczynka wagowe do ultra-mikrowag, mikrowag i wag analitycznych

WX-001-0429



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry fizyczne | |
|-------------------------|----------|
| Wymiar | 30×10 mm |
| Masa naczynia | 0,38 g |
| Ilość sztuk | 100 |
| Parametry metrologiczne | |
| Objętość | 8 ml |



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna AS X7
 Mikrowaga XA 5Y.M.A
 Waga analityczna XA 5Y.A
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y
 Waga analityczna AS 5Y

Mikrowaga MYA 5Y
 Waga analityczna XA 5Y
 Waga analityczna AS R2 PLUS
 Mikrowaga XA 5Y.M