



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,02S

Naczynka wagowe do ultra-mikrowag, mikrowag i wag analitycznych

WX-001-0429



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar	30×10 mm
Masa naczynia	0,38 g
Ilość sztuk	100

Parametry metrologiczne

Objętość	8 ml
----------	------



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna AS X7
 Wagi analityczne AS X2 PLUS
 Mikrowaga XA 5Y.M.A
 Waga analityczna XA 5Y.A
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Waga analityczna AS 5Y
 Mikrowaga MYA 5Y
 Waga analityczna XA 5Y
 Waga analityczna AS R2 PLUS
 Mikrowaga XA 5Y.M