



More information on the website
[mirror.radwag.com/br/info,w1,05Y](https://www.mirror.radwag.com/br/info,w1,05Y)

Peso padrão F1 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 200 kg - caixa de serviço

OP-204-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F1
Construção	
Material	aço inoxidável
Valor nominal	200 kg

Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis