



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,05Y](https://www.mirror.radwag.com/es/info,w1,05Y)

## Pesas de clase F1 - cilíndrico con 4 tornillos - 200 kg - caja de servicio



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

| Parámetros metrológicos |                  |
|-------------------------|------------------|
| Clase OIML              | F1               |
| Construcción            |                  |
| Material                | Acero inoxidable |
| Valor nominal           | 200 kg           |

### Trabaja con

Cepillos