



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,08G

Szafka przeciwpodmuchowa do komparatora WAY KO

WX-001-0118



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne


Wymiar	560x340x565 mm
--------	----------------

Wymiary urządzenia S x G x W



Anti-draft chamber for balances with 128x128 mm weighing pan

Anti-draft chamber for X2 and R2 precision balances



Anti-draft chamber for microbalances



Draft shield for precision balances



Anti-draft chamber for APP-00-SK mass comparators



Anti-draft chamber for APP-KO-SK mass comparators



Anti-draft chamber for WAY-KO mass comparators



Anti-draft chamber for XA 5Y / XA 5Y.A balances