



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,OAE](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,OAE)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen - 1000 kg - Holzkoffer

OP-201-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	1000 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel