



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,OAE

Poids de la classe F1 - cylindrique - 1000 kg - caisse en bois

OP-201-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Valeur nominale | 1000 kg |

Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux