



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,OAE](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,OAE)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytyami 1000 kg - opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 1000 kg

## Pasuje do

Pędzle