

Cable PT0455

WX-013-0239





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

PT0455 Cable is used to connect the 5Y series balance or the PUE CY10 terminal to a RADWAG RTP printer. Its standard length is 1,8m.

Compativel com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P Balança de precisão 5Y.PM Microbalança para filtros MYA 5Y.F Microbalança XA 5Y.M.A Balanças automáticas para calibração de micropipetas Comparador de massa manual WAY 5Y.KO Comparadores de massa robóticos Ultra-Microbalança UYA 5Y Comparador de massa automático AK-4 Comparador de massa automático AKM-2 Balança analítica para filtros XA 5Y.F Comparadores de massa automáticos UMA Comparador de massa manua APP 5Y.KO Medição de densidade

Microbalança MYA 5Y
Susceptômetros manuais - Magnetização
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB
Comparador de massa HRP 5Y.KO
Comparadores de massa automáticos de vácuo
Analisador de umidade PMV 5Y
Susceptômetros automáticos - Magnetização
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Comparador de massa HRP 5Y.KB
Microbalança XA 5Y.M
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S
Impressora de recibos